

第1類医薬品

医薬品を正しく購入するための
説 明 文 書

ドゥーテストLH
排卵日予測検査薬



使用前には必ず添付文書をお読み下さい。

| | | |
|---|------------------|---|
| 1 | 名 称 | ドゥーテストLHa |
| 2 | 成 分 | (テストスティック1本中) 抗黄体形成ホルモン・ポリクローナル抗体(ウサギ) 金コロイド標識抗黄体形成ホルモン・モノクローナル抗体(マウス) 抗マウスIgG・ポリクローナル抗体(ヤギ) |
| 3 | 使用目的 | 尿中の黄体形成ホルモン(LH)の検出(排卵日予測の補助) |
| 4 | 使用方法 | <p>【検査のタイミング】 ご自分の生理(月経)周期から換算して、次の生理(月経)開始予定日の17日前から検査を開始してください。</p> <p>【検査の仕方】 検査開始日から、1日1回、毎日ほぼ同じ時間帯に検査をしてください。 (過去に検査してLHサージがうまく確認できなかった場合や、今回検査をしたところ陽性か陰性かの判定に迷う場合などには、1日2回検査を行うことで、よりLHサージをとらえやすくなります。)</p> <p>・検査の手順及び判定の仕方 テストスティックに尿をかけて、基準ラインの線の濃さを比較してください。 検査方法の詳細は商品に同梱されている「添付文書」並びに「ご使用の手引き」に記載してありますので、必ずご確認の上、ご使用ください。</p> |
| 5 | 保健衛生上の危害を防止するために | <p>1. 次の人は使用しないでください。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・避妊目的で使う人 本品は、避妊目的に設計されておらず、検査結果が陰性であっても確実に避妊できるものではないので、避妊の目的で用いてはいけません。 <p>2. 次の人は、使用前に医師に相談してください。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・不妊治療を受けている人。 ・通常の性交を継続的に行っても1年以上妊娠しない人。 ・生理(月経)周期が極端に不順又は経血量が異常など月経異常がある人。 <p>3. 上記1. 2. に該当しない場合、使用可能になります。 (1. 2. に該当した場合は、医師にご相談の上ご使用ください。)</p> <p>以下の点に注意した上で、ご使用ください。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・適正使用をする為に商品に同梱されているチェックシートをご確認の上、ご使用ください。 ・検査期間中、陰性が続きLHサージが確認できない場合は、早期に医師又は薬剤師にご相談ください。 |
| 6 | 薬剤師が必要と判断する事項 | |

〔注意事項〕

1. 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に役立たせるために必要な情報です。
2. 情報提供が不必要とされるお客様には、申し出により情報提供は行いません。
3. 服用後、体調に変化等があった場合(副作用など)には服用を中止し、すぐに購入された店舗または薬剤師にご相談下さい。